

## U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
178	% SATURAZIONE TRASFERRINA	nessuna	2 gg	M 20-50 F 15-50	D.ssa Lazzaroni
85	10-IDROSSI-CARBAZEPINA	Non assumere la terapia del mattino	5 gg	Range Terapeutico 3 - 40 mg/L	Dr. de Grazia
534	Ab anti AMFIFISINA	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
539	Ab anti AMFIFISINA LIQUOR	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
532	Ab anti HU (ANNA-1)	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
537	Ab anti HU LIQUOR (ANNA-1)	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
545	Ab anti Ma1	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
533	Ab anti Ri (ANNA-2)	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
538	Ab anti Ri LIQUOR (ANNA-2)	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
156	Ab anti TIROIDE (FRAZIONE TIREOGLOBULINICA)	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
136	Ab anti TIROIDE (MICROSOMIALE:PEROSSIDAS)	nessuna	7 gg lavorativi	0-35 UI/mL	D.ssa Corsini
156	Ab anti TIROIDE (TIREOGLOBULINA)	nessuna	7 gg lavorativi	0-225 UI/MI	D.ssa Corsini
531	Ab anti Yo (anti C.Purkinje)	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
536	Ab anti Yo LIQUOR	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
656	Ab LIQUORALI anti TIREOGLOBULINA	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	Negativo per sintesi intratecale	Dr. Bernardi
636	Ab LIQUORALI anti TIREOPERROSSIDAS	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	Negativo per sintesi intratecale	Dr. Bernardi
127	ACANTOCITI	Lo striscio deve essere preparato entro 30' dal prelievo	2 gg	<1 %	D.ssa Corsini
42	ACIDO VALPROICO	Non assumere la terapia del mattino	2 gg	Range Terapeutico 40 - 100 mg/L	Dr. de Grazia
43	ACIDO VALPROICO LIBERO	Livello basale deve essere correlata alla richiesta di Acido Valproico totale	2 gg	Range Terapeutico 10-20 % Acido Valproico totale	Dr. de Grazia
149	AGGLUTININE A FRIGORE	nessuna	5 gg	ASSENTI	Dr. Bernardi
21	ALB LIQUOR / ALB SIERO	nessuna	2 gg	<5 fino a 15 anni <6.5 fino a 40 anni <8 fino a 60 anni	Dr. Bernardi
253	ALBUMINA	nessuna	2 gg		Dr. Bernardi
244	ALBUMINA LIQUOR	Associare sempre campione di siero	2 gg	12 - 32 mg/dL	D.ssa Lazzaroni

## U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
171	ALBUMINA SIERO	nessuna	2 gg	3600 - 5100 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
181	ALBUMINURIA	Campione urine da raccolta 24 ore, segnare la diuresi conservare a 2-8°C	2 gg	0 - 30 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
62	ALDOLASI	nessuna	2 gg	0 - 7.6 U/L	D.ssa Lazzaroni
76	ALFA1 GLICOPROTEINA ACIDA	nessuna	2 gg	0.5 - 1.2 g/L	D.ssa Lazzaroni
164	alfa-FETOPROTEINA	nessuna	2 gg	1 - 30 gg 0 - 19000 ng/mL 1 - 12 mesi 0 - 77 ng/mL 1 - 4 aa 0 - 11 ng/mL dai 4 aa 0 - 5 ng/mL	D.ssa Lazzaroni
542	alfa-FETOPROTEINA LIQUOR	nessuna	7 gg lavorativi	fino a 1 ng/mL	D.ssa Lazzaroni
19	AMICACINA	segnalare sulla provetta se basale o picco	2 gg	basale 0 - 5 µg/mL picco 20 - 30 µg/mL liquor 5-40	Dr. de Grazia
15	AMILASI	nessuna	2 gg	0 - 18 aa 35-127 U/L 19 - 69 aa 28-125 U/L dai 70 aa 20-160 U/L	D.ssa Lazzaroni
115	AMILASI PANCREATICA	nessuna	2 gg	13 - 53 U/L	D.ssa Lazzaroni
88	AMILASURIA	Campione urine da raccolta 24 ore, segnare la diuresi conservare a 2-8°C	2 gg	0 - 1100 U/24h	D.ssa Lazzaroni
56	AMMONIEMIA	Conservare in acqua e ghiaccio, analizzare entro 2 ore dal prelievo	2 gg	27 - 102 ug/dL	D.ssa Lazzaroni
139	ANTICORPI anti "ANCA"	nessuna	5 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
668	ANTICORPI ANTI BETA2 GLICOPROTEINA (IgM)	nessuna	7 gg lavorativi	< 5 U/mL	Dr. Bernardi
667	ANTICORPI ANTI BETA2GLICOPROTEINA (IgG)	nessuna	7 gg lavorativi	< 5 U/mL	Dr. Bernardi
137	ANTICORPI anti C. PARIETALI GASTRICHE	nessuna	5 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
564	Anticorpi anti CATEPSINA G	nessuna	25 gg lavorativi	ASSENTE	Dr. Bernardi
544	ANTICORPI anti CERVELLETTO-ANTIGENI ONCONEURALI su VETRINO (LIQUOR)		Contattare il laboratorio	NEGATIVO	D.ssa Corsini
543	ANTICORPI anti CERVELLETTO-ANTIGENI ONCONEURALI su VETRINO (SIERO)		Contattare il laboratorio	NEGATIVO	D.ssa Corsini
132	ANTICORPI anti DNA nativo	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
563	Anticorpi anti ELASTASI	nessuna	25 gg lavorativi	ASSENTE	Dr. Bernardi
117	ANTICORPI anti ENA (test di screening)	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
249	ANTICORPI ANTI HCV	nessuna	3 gg	NEGATIVO	Dr. Bernardi
250	ANTICORPI ANTI HIV	Necessario consenso informato	3 gg	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
265	ANTICORPI anti JO-1	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
561	Anticorpi anti LATTOFERRITINA	nessuna	25 gg lavorativi	ASSENTE	Dr. Bernardi
134	ANTICORPI anti MITOCONDRIO	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
562	Anticorpi anti MPO (mieloperossidasi)	nessuna	25 gg lavorativi	ASSENTE	Dr. Bernardi
135	ANTICORPI anti MUSCOLO LISCIO	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
133	ANTICORPI anti NUCLEO	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
138	ANTICORPI anti PARETE VASALE	nessuna	5 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
560	Anticorpi anti PR3	nessuna	25 gg lavorativi	ASSENTE	Dr. Bernardi
142	ANTICORPI anti RETICOLINA	nessuna	5 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
271	ANTICORPI anti RO-52	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
266	ANTICORPI anti RPN	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
267	ANTICORPI anti Scl 70	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
268	ANTICORPI anti Sm	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
269	ANTICORPI anti SSA	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
270	ANTICORPI anti SSB	nessuna	15 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
565	Anticorpi antiBPI (bactericidal/permeability-increasing protein)	nessuna	25 gg lavorativi	ASSENTE	Dr. Bernardi
155	ANTICORPI LKM	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Corsini
83	ANTIGENE AUSTRALIA	nessuna	2 gg	NEGATIVO	Dr. Bernardi
420	ANTIGENE AUSTRALIA (TEST DI CONFERMA)	nessuna	2 gg	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
223	ANTITROMBINA TERZA	nessuna	4 gg	80 - 120 %	Dr. Bernardi
746	Array CGH (aCGH) o Cariotipo molecolare	INVIARE 2 PROVETTE	40 gg lavorativi		D.ssa.Sciacca
661	Attivatore Tissutale del Plasminogeno (tPA)	nessuna	30 gg lavorativi	0 - 10 ng/mL	D.ssa Corsini
1	AZOTEMIA	nessuna	2 gg	bambini 5 - 34 mg/dL adulti 15 - 50 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
188	AZOTURIA	Campione urine da raccolta 24 ore, segnare la diuresi conservare a 2-8°C	2 gg	20 - 35 g/24h	D.ssa Lazzaroni

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
159	b2-MICROGLOBULINA EMATICA	nessuna	4 gg lavorativi	0,8 - 2,2 mg/L	D.ssa Lazzaroni
559	b2-MICROGLOBULINA LIQUORALE	nessuna	4 gg lavorativi	0,3 - 2,3 mg/L	D.ssa Lazzaroni
158	b2-MICROGLOBULINA URINARIA	Campione urine da raccolta 24 ore, segnare la diuresi conservare a 2-8°C	4 gg lavorativi	0,08 - 0,22 mg/L	D.ssa Lazzaroni
151	BATTERIOSCOPICO	Prelievo in contenitori sterili	2 gg	NEGATIVO	D.ssa Corsini
46	BENCE JONES (IMMUNOFISSAZIONE URINE)	Campione urine estemporaneo	5 gg lavorativi	ASSENTE	Dr. Ciusani
450	BENZODIAZEPINE	Non assumere la terapia del mattino	2 gg	CLB 50 - 500 ng/mL CZP 60 - 200 ng/mL NZP 60 - 300 ng/mL DZP 12 - 88 ng/mL	Dr. de Grazia
166	beta HCG	nessuna	4 gg lavorativi	M e F non gravide 0 - 5 UI/L settimana di 1-1 0 - 50 gravidanza 2-2 40 - 300 2-3 100 - 1000 3-4 500 - 6000 4-7 5000 - 200000 8-24 3000 - 50000 25-36 1000 - 50000	D.ssa Lazzaroni
540	BETA HCG LIQUOR	nessuna	4 gg lavorativi	fino a 2 U/L	D.ssa Lazzaroni
33	BICARBONATI (VENOSI)	Avvisare il Lab.- Tenere chiusa la provetta fino all'analisi-Portare immediatamente in Lab.	2 gg	22 - 26 mEq/L	Dr. Bernardi
18	BILIRUBINA FRAZIONATA	nessuna	2 gg	Diretta 0,01 - 0,30 mg/dL indiretta 0,1 - 0,9 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
14	BILIRUBINA TOTALE	nessuna	2 gg	0,2 - 1,2 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
165	C.E.A.	nessuna	2 gg	fumatori 0 - 10 ng/mL non fumatori 0 - 5 ng/mL	D.ssa Lazzaroni
541	C.E.A. LIQUOR	nessuna	4 gg lavorativi	fino a 1 ng/mL	D.ssa Lazzaroni
30	C3	nessuna	2 gg	0.8 - 1.7 g/L	D.ssa Lazzaroni
31	C4	nessuna	2 gg	0.15 - 0.45 g/L	D.ssa Lazzaroni

## U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
311	CA 125	nessuna	2 gg	0 - 35 U/mL	D.ssa Lazzaroni
546	CA 125 LIQUOR	Associare sempre campione di siero	4 gg lavorativi	< 5 U/L	D.ssa Lazzaroni
313	CA 15.3	nessuna	2 gg	0 - 31.3 U/mL	D.ssa Lazzaroni
547	CA 15.3 LIQUOR	Associare sempre campione di siero	4 gg lavorativi	< 5 U/L	D.ssa Lazzaroni
312	CA 19.9	nessuna	2 gg	0 - 37 U/mL	D.ssa Lazzaroni
548	CA 19.9 LIQUOR	Associare sempre campione di siero	4 gg lavorativi	< 5 U/L	D.ssa Lazzaroni
54	CALCEMIA	nessuna	2 gg	0-12 mesi 8 - 12 mg/dL 1-12 aa 8,8 - 10,8 mg/dL dai 12 aa 8,4 - 10.2 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
246	CALCIO IONIZZATO	nessuna	2 gg	4.48 - 5.48 mg/dL	Dr. Bernardi
108	CALCIO URINARIO	Campione urine da raccolta 24 ore, segnare la diuresi, conservare a 2-8°C	2 gg	50 - 400 mg/24h	D.ssa Lazzaroni
66	CAPACITA' FERRO LEGANTE	nessuna	2 gg	250 - 500 ug/dL	D.ssa Lazzaroni
27	CARBAMAZEPINA 10-11 EPOSSIDO	Non assumere la terapia del mattino	5 gg lavorativi	Range Terapeutico 2 - 4 mg/L	Dr. de Grazia
25	CARBAMAZEPINA CBZ	Non assumere la terapia del mattino	2 gg	Range Terapeutico 6 - 12 mg/L	Dr. de Grazia
26	CARBAMAZEPINA LIBERA	Livello basale - deve essere correlata alla richiesta di Carbamazepina totale	2 gg	Range Terapeutico 10-20 % Carbamazepina totale	Dr. de Grazia
712	CARIOTIPO STANDARD	Si accetta il prelievo solo il lunedì e il martedì	21 gg lavorativi		Dssa.Sciacca
307	CD 25+	nessuna	4 gg lavorativi	3 - 15 %	Dr. Ciusani
315	CD14- HLA DR+	nessuna	4 gg lavorativi	3 - 15 %	Dr. Ciusani
314	CD14+ (MONOCITI)	nessuna	4 gg lavorativi	3 - 15 %	Dr. Ciusani
308	CD14+ HLA DR (MONOCITI)	nessuna	4 gg lavorativi	7 - 30 %	Dr. Ciusani
306	CD19+ (LINFOCITI B)	nessuna	4 gg lavorativi	3 - 15 %	Dr. Ciusani
305	CD3 - CD56+ (NATURAL KILLER)	nessuna	4 gg lavorativi	2 - 30 %	Dr. Ciusani

**U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI**

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
302	CD3+ (LINFOCITI T)	nessuna	4 gg lavorativi	55 - 85 %	Dr. Ciusani
335	CD3+ CD25+ ("T" ATTIVATI)	nessuna	4 gg lavorativi	55 - 85 %	Dr. Ciusani
316	CD34+ CD133+/CD45-	nessuna	4 gg lavorativi	3 - 15 %	Dr. Ciusani
303	CD4+ ("HELPER")	nessuna	4 gg lavorativi	30 - 60 %	Dr. Ciusani
304	CD8+ ("SUPPRESSOR")	nessuna	4 gg lavorativi	16 - 40 %	Dr. Ciusani
47	CERULOPLASMINA	nessuna	4 gg lavorativi	17 - 65 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
78	CITOFUORIMETRIA LIQUORALE	nessuna	4 gg lavorativi		Dr. Ciusani
194	CITOMETRIA LIQUORALE	Indicare sempre la diagnosi presunta	2 gg	< 4 EI/mm <sup>3</sup>	D.ssa Corsini
186	COLORURIA	Campione urine da raccolta 24 ore, segnare la diuresi, conservare a 2-8°C	2 gg	50 - 250 mEq/24h	D.ssa Lazzaroni
53	CLORUREMIA	nessuna	2 gg	95 - 112 mEq/L	D.ssa Lazzaroni
192	CLORURI LIQUOR	nessuna	2 gg	118 - 128 mEq/L	D.ssa Lazzaroni
11	COLESTEROLO	Ultimo pasto almeno 12 ore prima	2 gg	110 - 200 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
44	COLESTEROLO HDL	Ultimo pasto almeno 12 ore prima	2 gg	30 - 100 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
106	COLESTEROLO LDL	Richiedere dosaggio di Colesterolo Totale, HDL e Trigliceridi	2 gg	50 - 160 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
242	CONTA DI ADDIS	Campione di urine da raccolta (indicare il tempo in ore)	2 gg	NELLA NORMA	D.ssa Lazzaroni
167	CORTISOLO PLASMATICO	Si raccomanda assoluto riposo prima del prelievo	2 gg	ore 8 8 - 28 mg/L ore 16 6 - 18 mg/L ore 24 3 - 15 mg/L	D.ssa Lazzaroni
157	CORTISOLO URINARIO	Campione urine da raccolta 24 ore, segnare la diuresi, conservare a 2-8°C	2 gg	70 - 320 µg/ 24 ore	D.ssa Lazzaroni

## U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
10	CREATINFOSFOCHINASI	nessuna	2 gg	0 - 12 mesi 24 - 400 U/L adulti M 24 - 195 U/L F 24 - 150 U/L	D.ssa Lazzaroni
91	CREATININA CLEARANCE	Campione urine da raccolta delle 24 ore, indicare la diuresi e peso e altezza del paziente.	2 gg	70 - 140 mL/min.	D.ssa Lazzaroni
183	CREATININA URINARIA	Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi conservare a 2-8°C	2 gg	1 - 1.5 g/24h	D.ssa Lazzaroni
3	CREATININEMIA	nessuna	2 gg	1-3 mesi 0,3 - 1 mg/dL 3-12 mesi 0,2 - 0,4 mg/dL 1-11 aa 0,3 - 0,7 mg/dL 12-17 aa 0,5 - 1,0 mg/dL adulti M 0,7 - 1,2 mg/dL F 0,5 - 0,9 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
174	CRIOGLOBULINE	Provette a 37°C. Porre immediatamente il prelievo a 37°C	8 gg lavorativi	ASSENTI	D.ssa Lazzaroni
67	CUPREMIA	nessuna	4 gg lavorativi	65 - 165 ug/dL	D.ssa Lazzaroni
150	CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO	Controllare la glicemia basale del paziente (<140 mg/dL) prima di somministrare il glucosio. Conservare a 2-8°C	2 gg	Basale 55 - 110 mg/dL a 30' < 200 mg/dL a 60' < 185 mg/dL a 90' < 140 mg/dL a 120' < 140 mg/dL a 150' < 120 mg/dL a 180' < 120 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
238	D-DIMERO	nessuna	2 gg	inf. a 0.5 mg/L	Dr. Bernardi
34	DIFENILIDANTOINA	Non assumere la terapia del mattino	2 gg	Range Terapeutico 10 - 20 mg/L	Dr. de Grazia

## U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
35	DIFENILIDANTOINA LIBERA	Livello basale - deve essere correlata alla richiesta di Difenilidantoina totale	2 gg	Range Terapeutico 10-20 % Difenilidantoina totale	Dr. de Grazia
48	ELETTROFORESI	nessuna	3 gg	Alb. 55,0 - 69,0 % a 1 glob. 1,5 - 4,0 % a 2 glob. 8,0 - 13,0 % b 1 glob. 6,5 - 11,0 % b 2 glob. 3,0 - 7,0 % g -glob. 8,0 - 18,0 %	Dr. Ciusani
130	ELETTROFORESI EMOGLOBINA	nessuna	7 gg lavorativi	Assenza Hb Patologiche HbA2 2 - 3,5 %	Dr. Ciusani
200	ELETTROFORESI LIPOPROTEINE	nessuna	15 gg lavorativi	Beta 38 - 55 % Pre-Beta 16 - 24 % Alfa 22 - 32 % Beta/Alfa 1,5 - 3,5	Dr. Ciusani
187	ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE	Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi, conservare a 2-8°C	7 gg lavorativi		Dr. Ciusani
126	EMOCROMO PIASTRINE	nessuna	2 gg	Valori differenziati per sesso ed età. Tabelle presenti in laboratorio	D.ssa Corsini
410	EMOGASANALISI	Prelievo arterioso - Preavvisare il Laboratorio- Eliminare bolle d'aria dalla siringa - Tappare l'ago e agitare bene per inversione-Portare immediatamente in Laboratorio	2 gg	pH 7,36 - 7,44 pCO2 35-45 mm/Hg pO2 90-100 mm/Hg HCO3- 23-27 mEq/L Sat.O2 90-100 % B.E. da -2 a +2 B.B. 46-50 mEq/L HCO3St. 23-27 mEq/L	Dr. Bernardi



Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
410	EMOGASANALISI	Prelievo capillare - Preavvisare il Laboratorio - Tappare le estremità del capillare - Agitare bene con magnetino - Portare immediatamente in Laboratorio	2 gg	pH 7,36 - 7,44 pCO <sub>2</sub> 35-45 mm/Hg pO <sub>2</sub> 70-90 mm/Hg HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 23-27 mEq/L Sat.O <sub>2</sub> 90-100 % B.E. da -2 a +2 B.B. 46-50 mEq/L HCO <sub>3</sub> St. 23-27 mEq/L	Dr. Bernardi
131	EMOGLOBINA FETALE	nessuna	7 gg lavorativi	Inf. a 1,5 % Hb Totale	Dr. Ciusani
169	EMOGLOBINA GLICATA	nessuna	3 gg lavorativi	4,0 - 5,9 % Hb totale Diabete > 6,5% 20 - 42 mmol/mol Diabete > 48 mmol/mol	D.ssa Lazzaroni
74	ESAME CITOLOGICO LIQUORALE	Indicare sempre la diagnosi presunta	7 gg lavorativi	NA	D.ssa Corsini
600	ESAME URINE	Prime urine del mattino	2 gg		D.ssa Lazzaroni
28	ETOSUCCIMIDE	Livello basale (prima della somministrazione)	5 gg lavorativi	Range Terapeutico 40 - 100 mg/L	Dr. de Grazia
247	FATTORE DI VON WILLEBRANDT	nessuna	2 gg	50 - 150 %	Dr. Bernardi
228	FATTORE II	nessuna	2 gg	50 - 150 %	Dr. Bernardi
232	FATTORE IX	nessuna	2 gg	50 - 150 %	Dr. Bernardi
92	FATTORE REUMATOIDE	nessuna	2 gg	0 - 15 UI/mL	D.ssa Lazzaroni
227	FATTORE V	nessuna	2 gg	50 - 150 %	Dr. Bernardi
226	FATTORE VII	nessuna	2 gg	50 - 150 %	Dr. Bernardi
225	FATTORE VIII	nessuna	2 gg	50 - 180 %	Dr. Bernardi
229	FATTORE X	nessuna	2 gg	50 - 150 %	Dr. Bernardi
231	FATTORE XI	nessuna	2 gg	50 - 150 %	Dr. Bernardi
230	FATTORE XII	nessuna	2 gg	50 - 150 %	Dr. Bernardi
160	FECI SANGUE OCCULTO	Analizzare tre campioni di giorni diversi. Chiedere in Laboratorio gli appositi flaconi.	3 gg lavorativi	ASSENTE	D.ssa Lazzaroni

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
119	FELBAMATO	Non assumere la terapia del mattino	7 gg lavorativi	Range Terapeutico 10 - 80 mg/L	Dr. de Grazia
32	FENOBARBITAL	Non assumere la terapia del mattino	2 gg	Range Terapeutico 15 - 40 mg/L	Dr. de Grazia
326	FENOTIPO RH e Sistema Kell	nessuna	2 gg		Dr. Bernardi
163	FERRITINA	nessuna	2 gg	M 30 - 400 ng/mL F 10 - 150 ng/mL	D.ssa Lazzaroni
218	FIBRINOGENO	nessuna	2 gg	150 - 400 mg/dL	Dr. Bernardi
208	FOLATI (SIERO)	nessuna	2 gg	4,6 - 18,7 ng/mL	D.ssa Lazzaroni
128	FORMULA LEUCOCITARIA	nessuna	2 gg	Valori differenziati per sesso ed età. Tabelle presenti in laboratorio	Dr. Bernardi
8	FOSFATASI ALCALINA	nessuna	2 gg	0 - 1 anno 20 - 462 U/L 1 - 12 aa 20 - 280 U/L 13 - 17 aa M 100 - 400 U/L F 50 - 200 U/L adulti M 40 - 129 U/L F 35 - 104 U/L	D.ssa Lazzaroni
109	FOSFATI URINARI	Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi conservare a 2-8°C	2 gg	500 - 1500 mg/24h	D.ssa Lazzaroni
13	FOSFOREMIA	nessuna	2 gg	1-3 aa 3,8 - 6,5 mg/dL 4-11 aa 3,7 - 5,6 mg/dL 12-15 aa 2,9 - 5,4 mg/dL adulti 2,7 - 4,5 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
470	FTA-ABS LIQUOR	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
365	FTA-ABS SIERO	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
7	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI	nessuna	2 gg	M 8 - 61 U/L F 5 - 36 U/L	D.ssa Lazzaroni
29	GENTAMICINA	segnalare sulla provetta se basale o picco	2 gg	basale 0 - 2 µg/mL picco 50 - 10 µg/mL liquor 5 - 40	Dr. de Grazia
2	GLICEMIA	a digiuno	2 gg	50 - 110 mg/dL	D.ssa Lazzaroni

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
152	GLICEMIE ORARIE	Specificare sulla richiesta e sulle provette gli orari dei prelievi. Conservare a 2-8°C	2 gg		D.ssa Lazzaroni
153	GLICOSURIA (g/L)	Raccolta temporizzata. Specificare sulla richiesta e sui contenitori l'intervallo orario di raccolta. Conservare a 2-8°C	2 gg	ASSENTE	D.ssa Lazzaroni
261	GLUCOSIO	nessuna	2 gg	SE GLUCOSIO PROSSIMO A ZERO: CAMPIONE NEGATIVO PER RINOLIQUORREA	Dr. Bernardi
191	GLUCOSIO LIQUOR	nessuna	2 gg	40 - 80 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
325	GRUPPO ABO E RH(D)	nessuna	2 gg		Dr. Bernardi
427	HAV ANTICORPI	nessuna	4 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
428	HAV ANTICORPI IgM	nessuna	4 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
424	HBV ANTICORPI HBcAb	nessuna	4 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
425	HBV ANTICORPI HBcAb IgM	nessuna	4 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
423	HBV ANTICORPI HBeAb	nessuna	4 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
421	HBV ANTICORPI HBsAB	nessuna	4 gg lavorativi	0 - 10 mIU/mL	D.ssa Lazzaroni
422	HBV ANTIGENE HBeAg	nessuna	4 gg lavorativi	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
603	ID. ANTICORPI IRR. ANTI EMAZIE	nessuna	2 gg lavorativi	Assenti	Dr. Bernardi
195	IEF (SIERO-LIQUOR)	nessuna	7 gg lavorativi	Negativo per sintesi intratecale	Dr. Ciusani
395	IEF TRANSFERRINA	Richiedere anche il dosaggio della Transferrina Totale	15 gg lavorativi	NELLA NORMA	Dr. Ciusani
154	IgA LIQUORALI	Associare sempre campione di siero	3 gg lavorativi	0,12 - 0,6 mg/dL	Dr. Bernardi
146	IgA SIERO	nessuna	2 gg	0-12 mesi 0 - 83 mg/dL 1-3 aa 20 - 100 mg/dL 4-11 aa 53 - 204 mg/dL 12-18 aa 47 - 348 mg/dL dai 18 aa 70 - 400 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
173	IgE TOTALI	nessuna	4 gg lavorativi	10 - 180 UI/mL	D.ssa Lazzaroni

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
429	IgG ANTI CARDIOLIPINA	nessuna	7 gg lavorativi	0 - 8 GPL	Dr. Bernardi
245	IgG LIQUORALI	Associare sempre campione di siero	2 gg	0.6 - 3.8 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
476	IgG LIQUORALI anti BORRELIA	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
454	IgG LIQUORALI anti CMV	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
462	IgG LIQUORALI anti EBV	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
464	IgG LIQUORALI anti HERPES ZOOSTER	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
448	IgG LIQUORALI anti HIV	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
466	IgG LIQUORALI anti HSV 1-2	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
456	IgG LIQUORALI anti MORBILLO	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
458	IgG LIQUORALI anti ROSOLIA	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
452	IgG LIQUORALI anti TOXOPLASMA	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
471	IgG LIQUORALI anti TREPONEMA	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
147	IgG SIERICHE	nessuna	2 gg	0 - 1 a 250 - 900 mg/dL 1 - 3 aa 450 - 1000 mg/dL 4 - 6 aa 600 - 1400 mg/dL dai 6 aa 700 - 1600 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
369	IgG SIERO anti BORRELIA	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
353	IgG SIERO anti CMV	nessuna	7 gg lavorativi	>10 EU/mL Immune, <4 non immune, 4-10 Indeterminato	Dr. Bernardi
359	IgG SIERO anti EBV (VCA)	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
348	IgG SIERO anti HERPES ZOOSTER	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
362	IgG SIERO anti HSV 1-2	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
356	IgG SIERO anti ROSOLIA	nessuna	7 gg lavorativi	>15 EU/mL Immune, <10 non immune, 10-15 Indeterminato	Dr. Bernardi

## U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
350	IgG SIERO anti TOXOPLASMA	nessuna	7 gg lavorativi	>9 EU/mL Immune, <4 non immune, 4-9 Indeterminato	Dr. Bernardi
346	IgG SIERO anti VIRUS MORBILLO	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
366	IgG TOTALI anti TREPONEMA ELISA	nessuna	2 gg	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
430	IgM ANTI CARDIOLIPINA	nessuna	7 gg lavorativi	0 - 8 MPL	Dr. Bernardi
204	IgM LIQUORALI	Associare sempre campione di siero	3 gg lavorativi	0,001 - 0,092 mg/dL	Dr. Bernardi
455	IgM LIQUORALI anti CMV	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
463	IgM LIQUORALI anti EBV	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
469	IgM LIQUORALI anti HSV 1-2	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
457	IgM LIQUORALI anti MORBILLO	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
459	IgM LIQUORALI anti ROSOLIA	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
453	IgM LIQUORALI anti TOXOPLASMA	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
477	IgM LIQUORALI anti BORRELIA	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
465	IgM LIQUORALI anti HERPES ZOOSTER	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
472	IgM LIQUORALI anti TREPONEMA	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	NEG per Sintesi Intratecale	Dr. Bernardi
148	IgM SIERO	nessuna	2 gg	0-3 aa 0 - 145 mg/dL 4-9 aa 20 - 210 mg/dL 10-18 aa 23 - 260 mg/dL dai 18 aa 40 - 230 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
370	IgM SIERO anti BORRELIA	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
354	IgM SIERO anti CMV	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
360	IgM SIERO anti EBV (VCA)	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
349	IgM SIERO anti HERPES ZOOSTER	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi

## U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
363	IgM SIERO anti HSV 1-2	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
357	IgM SIERO anti ROSOLIA	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
367	IgM SIERO anti TREPONEMA PALL.	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
347	IgM SIERO anti VIRUS MORBILLO	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
351	IgM SIERO TOXOPLASMA	nessuna	7 gg lavorativi	Indice Cut Off >1,2 Positivo, <0,8 Negativo, 0,8-1,2 Indeterminato	Dr. Bernardi
49	IMMUNOFISSAZIONE SIERO	nessuna	5 gg lavorativi	Assenza di Compon.Monoclonali	Dr. Ciusani
203	INDICE DI REIBER IgA	nessuna	3 gg lavorativi	< = 0	Dr. Bernardi
23	INDICE DI REIBER IgG		3 gg lavorativi	<= 0	Dr. Bernardi
206	INDICE DI REIBER IgM	nessuna	3 gg lavorativi	< = 0	Dr. Bernardi
22	INDICE LIQUORALE IgG (LINK)		3 gg lavorativi	0.1 - 0.7	Dr. Bernardi
662	INIBITORE ATTIVATORE DEL PLASMINOGENO (PAI 1	provetta in ghiaccio	30 gg lavorativi	1 - 25 ng/mL	D.ssa Corsini
276	INTERLEUCHINA-6 (IL6)	nessuna	3 gg lavorativi	0 - 10 pg/mL	D.ssa Lazzaroni
202	LAMOTRIGINA	Non assumere la terapia del mattino	5 gg lavorativi	Range Terapeutico '3 - 14 mg/L	Dr. de Grazia
17	LATTICODEIDROGENASI	nessuna	2 gg	0-7 aa 230 - 480 U/L dagli 8 aa 130 - 460 U/L	D.ssa Lazzaroni
205	LATTICODEIDROGENASI (LIQUOR)	nessuna	2 gg	fino a 40 U/L	D.ssa Lazzaroni
45	LEVETIRACETAM (KEPPRA)	Non assumere la terapia del mattino	5 gg lavorativi	Range Terapeutico 5 - 37 mg/L	Dr. de Grazia
64	LIPASI	nessuna	2 gg	8 - 57 U/L	D.ssa Lazzaroni
663	LIPOPROTEINA (a)	nessuna	2 gg	0 - 30 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
388	LIQUOR INDEX IgG anti MORBILLO	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
378	LIQUOR INDEX IgG antiBORRELIA	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
373	LIQUOR INDEX IgG antiCMV	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
375	LIQUOR INDEX IgG antiEBV	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
386	LIQUOR INDEX IgG antiH.ZOOSTER	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
449	LIQUOR INDEX IgG antiHIV		7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
377	LIQUOR INDEX IgG antiHSV 1-2	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
374	LIQUOR INDEX IgG antiROSOLIA	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
372	LIQUOR INDEX IgG antiTOXO	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
376	LIQUOR INDEX IgG antiTREPONEMA	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
389	LIQUOR INDEX IgM anti MORBILLO	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
385	LIQUOR INDEX IgM antiBORRELIA	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
380	LIQUOR INDEX IgM antiCMV	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
382	LIQUOR INDEX IgM antiEBV	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
387	LIQUOR INDEX IgM antiH.ZOOSTER	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
384	LIQUOR INDEX IgM antiHSV 1-2	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
381	LIQUOR INDEX IgM antiROSOLIA	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
379	LIQUOR INDEX IgM antiTOXO	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
383	LIQUOR INDEX IgM antiTREPONEMA	nessuna	7 gg lavorativi	0.3 - 1.5 AI	Dr. Bernardi
68	LITIEMIA	Non assumere la terapia del mattino	2 gg	Range Terapeutico 0.4 - 1.5 mEq/L	D.ssa Lazzaroni
233	LUPUS ANTICOAGULANT	fare sempre due provette	2 gg	NEGATIVO	Dr. Bernardi
55	MAGNESEMIA	nessuna	2 gg	1.6 - 2.6 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
107	MAGNESIO URINARIO	Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi, conservare a 2-8°C	2 gg	50 - 150 mg/24h	D.ssa Lazzaroni
744	Metilazione Prader-Willi/Angelman	INVIARE 2 PROVETTE	30 gg lavorativi	assente	Dr. de Grazia
730	Microdelezione 1p36	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	21 gg lavorativi	assente	Dssa.Sciacca
718	Microdelezione 22q13.3	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	21 gg lavorativi	assente	Dssa.Sciacca
716	Microdelezione Di George/CATCH22 (FISH)	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	21 gg lavorativi	assente	Dssa.Sciacca
722	Microdelezione Miller-Dieker (FISH)	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	21 gg lavorativi	assente	Dssa.Sciacca
745	Microdelezione NF1 (FISH)	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	21 gg lavorativi	assente	Dssa.Sciacca

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
720	Microdelezione Smith-Magenis (FISH)	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	21 gg lavorativi	assente	Dssa.Sciacca
732	Microdelezione SNRPN (FISH)	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	21 gg lavorativi	assente	Dssa.Sciacca
734	Microdelezione UBE3A (FISH)	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	21 gg lavorativi	assente	Dssa.Sciacca
726	Microdelezione Williams-Beuren (FISH)	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	21 gg lavorativi	assente	Dssa.Sciacca
724	Microdelezione Wolf-Hirschhorn (FISH)	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	21 gg lavorativi	assente	Dssa.Sciacca
239	MIOGLOBINEMIA	nessuna	2 gg	23 - 72 ug/L	D.ssa Lazzaroni
240	MIOGLOBINURIA	Campione estemporaneo	2 gg	< 15 ug/L	D.ssa Lazzaroni
77	MONOTEST	nessuna	2 gg	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
292	Mutazione F.V (Leiden)	INVIARE 2 PROVETTE	30 gg lavorativi	ASSENTE	Dr. Ciusani
96	MUTAZIONE FATTORE II	INVIARE 2 PROVETTE	30 gg lavorativi	ASSENTE	Dr. Ciusani
274	MUTAZIONE FRAXA	INVIARE 2 PROVETTE	60 gg lavorativi	<44	D.ssa Sciacca- Dr.de Grazia
275	MUTAZIONE FRAXE	INVIARE 2 PROVETTE	60 gg lavorativi	<30	D.ssa Sciacca- Dr.de Grazia
401	N-DESMETILMETOSUCCIMIDE	Non assumere la terapia del mattino	5 gg lavorativi	Range Terapeutico 10 - 40 mg/L	Dr. de Grazia
86	OMOCISTEINA PLASMATICA	Conservare in acqua e ghiaccio, separare il plasma dalle emazie entro 30 min dal prelievo	3 gg lavorativi	4 - 15 umol/L	D.ssa Lazzaroni
172	OSMOLALITA' (calcolata)	nessuna	2 gg	278 - 305 mOSM/Kg	D.ssa Lazzaroni



Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
502	OSMOLALITA' URINARIA (Misurata)	Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi, conservare a 2-8°C	2 gg	300 - 900 mOSM/Kg	D.ssa Lazzaroni
84	OXCARBAZEPINA	Non assumere la terapia del mattino	5 gg lavorativi	Range Terapeutico 0 - 4 mg/L	Dr. de Grazia
262	POLIMORFISMO FVII R353Q	INVIARE 2 PROVETTE	30 gg lavorativi	Il genotipo QQ è associato ad un diminuito rischio di infarto del miocardio	Dr. Ciusani
255	POLIMORFISMO MTHFR A1298C	INVIARE 2 PROVETTE	30 gg lavorativi	Genotipi NON Associati ad Iperomocisteinemia: AA 1298 e AC 1298	Dr. Ciusani
264	POLIMORFISMO MTHFR C-T677	INVIARE 2 PROVETTE	30 gg lavorativi	Genotipi NON Associati ad Iperomocisteinemia: CC-677 e CT-677	Dr. Ciusani
52	POTASSIEMIA	nessuna	2 gg	3.8 - 5 mEq/L	D.ssa Lazzaroni
185	POTASSIO URINARIO	Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi, conservare a 2-8°C	2 gg	25 - 120 mEq/24h	D.ssa Lazzaroni
251	PREAL/ALB per sospetto LIQUOR	nessuna	3 gg lavorativi	Assenza di liquor: PREAL/ALB <1% Presenza di liquor: PREALB/ALB >1%	Dr. Bernardi
252	PREALBUMINA	nessuna	3 gg lavorativi		Dr. Bernardi
272	PREALBUMINA SIERO	nessuna	3 gg lavorativi	25 - 45 mg/dL	Dr. Bernardi
36	PRIMIDONE	Non assumere la terapia del mattino	5 gg lavorativi	Range Terapeutico 5 - 12 mg/L	Dr. de Grazia
168	PROLATTINA	nessuna	2 gg	M 0,33 - 25,3 ng/mL F in età fertile 3 - 27,0 ng/mL F in menopausa 2 - 24,0 ng/mL	D.ssa Lazzaroni
234	PROT. C (coagulazione)	nessuna	5 gg lavorativi	65 - 130 %	Dr. Bernardi
235	PROT. S (coagulazione)	nessuna	5 gg lavorativi	55 - 150 %	Dr. Bernardi
81	PROTEINA C REATTIVA	nessuna	2 gg	0 - 5 mg/L	D.ssa Lazzaroni
4	PROTEINE TOTALI	nessuna	2 gg	6 - 8,6 g/dL	D.ssa Lazzaroni
20	PROTEINE TOTALI LIQUORALI	nessuna	2 gg	10 - 45 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
177	PROTEINURIA	Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi, conservare a 2-8°C	2 gg	0 - 150 mg/24 ORE	D.ssa Lazzaroni
664	PROTROMBINA FRAMMENTI 1,2	nessuna	30 gg lavorativi	69 - 229 pm/L	D.ssa Corsini
215	PSA AG. PROSTATICO SPECIFICO	nessuna	2 gg	0 - 4 ng/mL	D.ssa Lazzaroni

**U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI**

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
300	PSA-LIBERO	nessuna	2 gg	0 - 0.93 ng/mL	D.ssa Lazzaroni
9	PSEUDOCOLINESTERASI	nessuna	2 gg	M 5320 - 13000 U/L F 0-40 aa 4000 - 10000 U/L dai 40 aa 5320 - 13000 U/L	D.ssa Lazzaroni
280	qPCR	inviare 2 provette	40 giorni lavorativi		Dott.ssa Sciacca
322	RAPPORTO LIgG/LALB	nessuna	3 gg lavorativi	0,01 - 0,22	Dr. Bernardi
118	RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA	nessuna	3 gg lavorativi	Ratio 0.8 - 1.2	Dr. Bernardi
125	RESISTENZE GLOBULARI	nessuna	5 gg lavorativi	Emolisi Iniziale 50 - 70 NaCl % Emolisi Finale 30 - 40 NaCl %	D.ssa Corsini
124	RETICOLOCITI	nessuna	2 gg	0,7 - 2 %	D.ssa Corsini
728	RIARRANGIAMENTI SUBTELOMERICI (FISH)	Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	40 giorni lavorativi	Assenti	Dssa.Sciacca
503	RICERCA ALLOANTICORPI EMASIE	nessuna	2 gg	NEGATIVA	Dr. Bernardi
258	RINOLIQUORREA	nessuna	2 gg	Assenza di liquor	Dr. Bernardi
415	RUFINAMIDE (INOVELON)	Non assumere la terapia del mattino	7 gg lavorativi	non determinato	Dr. de Grazia
190	SCOTCH TEST	vedi apposite istruzioni	2 gg	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
65	SIDEREMIA	nessuna	2 gg	M 59 - 158 ug/dL F 37 -145 ug/dL	D.ssa Lazzaroni
51	SODIEMIA	nessuna	2 gg	136 - 155 mEq/L	D.ssa Lazzaroni
184	SODIO URINARIO	Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi, conservare a 2-8°C	2 gg	43 - 217 mEq/24h	D.ssa Lazzaroni
289	SOUTHERN BLOT FRA X	INVIARE 2 PROVETTE	60 gg lavorativi	mutazione assente	Dr. Ciusani
176	SPETTROFOTOMETRIA SU LIQUOR	nessuna	2 gg	ASSENZA DI PICCHI DI ASSORBIMENTO	Dr. Bernardi
224	TEMPO DI EMORRAGIA	contattare il Laboratorio	2 gg	3 - 9 minuti	Dr. Bernardi
216	TEMPO DI PROTROMBINA	nessuna	2 gg	INR 0,80 - 1,25 Attività 70 - 130 %	Dr. Bernardi
217	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATT.	nessuna	2 gg	aPTT Ratio 0,8 - 1,27	Dr. Bernardi
665	TEST DI AGGR. PIASTRINICA secondo BORN	nessuna	2 gg	71 - 118 sec	D.ssa Corsini
211	TEST DI COOMBS DIRETTO	nessuna	2 gg	NEGATIVO	Dr. Bernardi
212	TEST DI COOMBS INDIRETTO	nessuna	2 gg	NEGATIVO	Dr. Bernardi

## U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
417	TEST DI CORREZIONE APTT (RATIO)	nessuna	2 gg		Dr. Bernardi
416	TEST DI CORREZIONE PT (INR)	nessuna	2 gg		Dr. Bernardi
175	TEST DI GRAVIDANZA	campione estemporaneo di urine	1 giorno	NEGATIVO	D.ssa Lazzaroni
743	TEST DI METILAZIONE Angelman/Prader-Willi	INVIARE 2 PROVETTE	60 gg lavorativi	assente	D.ssa Sciacca-Dr.de Grazia
143	TIREOTROPINA (TSH)	nessuna	2 gg	0.47 - 5 $\mu$ UI/mL	D.ssa Lazzaroni
145	TIROXINA LIBERA	nessuna	2 gg	0.71 - 1.85 ng/dL	D.ssa Lazzaroni
75	TITOLO ANTISTAFILOLISINICO	nessuna	2 gg	fino a 2 U	D.ssa Lazzaroni
80	TITOLO ANTISTREPTOLISINICO	nessuna	2 gg	0-11 aa 0 - 150 UI/mL dai 12 aa 0 - 200 UI/mL	D.ssa Lazzaroni
256	TOPIRAMATO	Non assumere la terapia del mattino	2 gg	Range terapeutico 2 - 25 mg/L	Dr. de Grazia
368	TPHA	nessuna	7 gg lavorativi	NEGATIVO	Dr. Bernardi
473	TPHA LIQUOR	Associare sempre campione di siero	7 gg lavorativi	Negativo per sintesi intratecale	Dr. Bernardi
5	TRANSAMINASI OSSALACETICA	nessuna	2 gg	M 0 - 37 U/L F 0 - 31 U/L	D.ssa Lazzaroni
6	TRANSAMINASI PIRUVICA	nessuna	2 gg	M 0 - 41 U/L F 0 - 31 U/L	D.ssa Lazzaroni
248	TRANSFERRINA	nessuna	2 gg	200 - 400 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
12	TRIGLICERIDEMIA	Ultimo pasto almeno 12 ore prima	2 gg	M 50 - 190 mg/dL F 50 - 160 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
144	TRIIODIOTIRONINA LIBERA	nessuna	2 gg	2,57 - 4,43 pg/mL	D.ssa Lazzaroni
220	TROPONINA-T	nessuna	1 giorno	< 0,03 ng/mL NEGATIVA 0,03 - 0,09 ng/mL ripetere il prelievo dopo 1 h 0,1 - 2,0 ng/mL danno miocardico lieve > 2,0 ng/mL danno miocardico grave	D.ssa Lazzaroni

## U.O. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA E GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI

Per informazioni telefonare ai numeri 02/23942246 oppure 02/23942247 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Numero Codice	NOME ESAME	AVVERTENZE	TEMPO DI REFERTAZIONE	VALORI NORMALI	RESPONSABILE
39	TUBERCOLINA 1/1000 = 10 U.I.	Intradermoreazione 10 UI di Tubercolina (o test di Mantoux). Prendere accordi con il Laboratorio. Non lavare la cute tra l'inoculazione e la lettura	3 gg	NEGATIVO	Dr. Bernardi
16	URICEMIA	nessuna	2 gg	0-11 aa M&F 1,7 - 6,6 mg/dL dai 12 aa F 2,4 - 5,7 mg/dL 12-19 aa M 3,0 - 7,7 mg/dL dai 19 aa M 4,5 - 8,0 mg/dL	D.ssa Lazzaroni
89	URICURIA	Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi, conservare a 2-8°C	2 gg	250 - 750 mg/24h	D.ssa Lazzaroni
37	VANCOMICINA	segnalare sulla provetta se basale o picco	2 gg	basale 5-10 µg/mL picco 20-40 µg/mL liquor 5 -40	Dr. de Grazia
82	VDRL	nessuna	2 gg	NEGATIVA	Dr. Bernardi
193	VDRL LIQUORALE	nessuna	2 gg	Negativo per sintesi intratecale	Dr. Bernardi
99	VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE	nessuna	2 gg	1 ora 0 - 20 mm	D.ssa Corsini
666	VISCOSITA' EMATICA (Coll/Epi)	nessuna	2 gg	85 - 165 sec	D.ssa Corsini
207	VITAMINA B12	nessuna	2 gg	179 - 900 pg/mL	D.ssa Lazzaroni
73	WAALER ROSE	nessuna	2 gg	NEGATIVO inf a 5 UI/mL	D.ssa Lazzaroni
406	ZONISAMIDE	Non assumere la terapia del mattino	5 gg lavorativi	Range Terapeutico 10 - 38 mg/L	Dr. de Grazia