

SCHEDA TECNICA – ALLEGATO A

<b>RM 1.5T PHILIPS</b>		
	<b>Descrizione</b>	<b>Pagine di riferimento</b>
<b>art. 2</b>	<b>Svolgimento dell'appalto – indicare pagine di riferimento</b> <hr/>	
<b>art. 3 Manutenzione preventiva</b>	<p><b>Descrizione :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ispezione del sistema <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Monitoraggio dello stato del sistema <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Manutenzione/aggiornamento del SW di sistema <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Esecuzione della diagnostica di sistema <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Sostituzione periodica dei componenti giunti alla fine del loro ciclo vitale <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Aggiornamento SW antivirus <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Verifica semestrale dei sensori di ossigeno con test di tutte le soglie di allarme impostate, e regolare sostituzione della "pastiglia" almeno 1 volta l'anno, con relativa taratura; verifica della funzionalità del dispositivo misuratore della percentuale di ossigeno con eventuale sostituzione dell'elemento elettrochimico di misura; <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Rabbocco periodico dell'elio; <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Manutenzione del magnete superconduttore; <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Verifica parametri di funzionamento dei sottassiemi (gradienti, radiofrequenza, magneti, refrigeratore, gabbia di Faraday) e calibrazione periodica <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Smontaggio, pulizia, rimontaggio e allineamento taratura come da indicazioni del Produttore; <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Lubrificazione e pulizia di parti meccaniche; <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Pulizia ed eventuale sostituzione periodica di filtri, ventole, ecc.; <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Verifiche di sicurezza elettrica e funzionale; <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Verifica delle caratteristiche di prestazione in confronto alle specifiche pubblicate dal Produttore; <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>- Almeno un controllo annuale della tenuta della gabbia di Faraday <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Verifica annuale mediante ispezione del condotto del quench e dei sistemi di sicurezza ed esso connessi; <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>-Alla strumentazione dovranno essere apportati tutti gli aggiornamenti/modifiche hardware e software necessari a correggere eventuali malfunzionamenti rilevati e consentire il loro ottimale utilizzo. <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> </ul>	
<b>art. 4 Manutenzione correttiva</b>	<p><b>Descrizione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tempo massimo di risposta alla chiamata 1 ora lavorativa: <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>tempo massimo di intervento per guasto tecnico bloccante (4 ore lavorative, escluso i sabati le domeniche e i giorni festivi) <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>tempo massimo di intervento in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (8 ore lavorative dalla chiamata, escluso i sabati le domeniche e i giorni festivi di calendario) <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> <li>tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto tecnico bloccante = 8 ore lavorative e non bloccante = 24 ore lavorative <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;</li> </ul>	

<b>art. 5</b> <b>Call center e</b> <b>assistenza</b> <b>remota</b>	<b>Indicare pagina di riferimento nella documentazione tecnica:</b>  <hr/>	
<b>art. 6</b> <b>Parti di</b> <b>ricambio</b>	Parti di ricambio a carico della ditta <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO; Parti di ricambio originali e “a nuovo” <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO; Fornitura gas criogeni <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO; assistenza del sistema di refrigerazione con magneti “cold head” <input type="checkbox"/> SI; <input type="checkbox"/> NO;	

Firma \_\_\_\_\_