

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	% SATURAZIONE TRANSFERRINA			Calcolo basato sui valori di sideremia e transferrina	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	10-IDROSSI-CARBAZEPINA			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	17-BETA ESTRADIOLO				Tappo oro-anello oro (Gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ACANTOCITI			Lo striscio deve essere preparato entro 30' dal prelievo	Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ACE SIERO				Tappo oro-anello oro (Gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ACIDI BILIARI				Tappo oro-anello oro (Gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ACIDO 5-OH INDOLACETICO			Richiedere le istruzioni in Lab. Analisi	Bidone Urine 24 ore con 10 mL di HCl 6N	12	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO			Al buio	Bidone urine 24 ore	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	ACIDO MANDELICO			Al buio	Bidone Urine 24 ore con 10 mL di HCl 6N	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	ACIDO OMOVANILLICO			Richiedere le istruzioni in Lab. Analisi	Bidone Urine 24 ore con 10 mL di HCl 6N	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	ACIDO VALPROICO			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ACIDO VALPROICO LIBERO			Livello basale deve essere correlata alla richiesta di Acido Valproico totale	Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	ADIURETINA	ADH		In ghiaccio	Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	ADRENALINA e NORADRENALINA				Bidone Urine 24 ore con 10 mL di HCl 6N	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	AG. PROSTATICO SPECIFICO	PSA			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	AGGLUTININE A FRIGORE			A 37° C	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ALBUMINA liquor			Associare sempre campioni di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ALBUMINA SIERO				Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ALBUMINURIA			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C Se richiesto su campione estemporaneo, chiedere anche dosaggio creatinuria e RAC	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ALDOLASI				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ALDOSTERONE IN CLINOSTATISMO				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ALDOSTERONE IN ORTOSTATISMO				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ALDOSTERONE URINARIO				Bidone Urine 24 ore	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	ALFA1 GLICOPROTEINA ACIDA	Mucoproteine			Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	alfa-I-ANTITRIPSINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	alfa-FETOPROTEINA	AFP			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	alfa-FETOPROTEINA LIQUOR			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	AMFETAMINE nelle urine			Operatore sanitario presente durante la minzione. Le urine devono essere portate in Lab. Analisi immediatamente.	Provetta sterile tappo a vite	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online + consenso informato CI 27 (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	AMIKACINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	AMILASI	alfa-amilasi, diastasi			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	AMILASI PANCREATICA				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	AMILASURIA			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a) conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	AMMONIEMIA	NH ₃ , Ammoniacca		Conservare in acqua e ghiaccio, analizzare entro 2 ore dal prelievo	Tappo Nero-Anello Nero (K3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANDROSTENEDIONE				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ANTICORPI anti TIREOGLOBULINA LIQUOR	Anticorpi anti tiroide		Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti TIREOPEROSSIDASI LIQUOR	Anticorpi anti tiroide		Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti "ANCA"				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	9	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI ADENOVIRUS IgG e IgM				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	Anticorpi ANTI ASPERGILLUS liquor				Tappo Giallo Sterile	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI ASPERGILLUS siero				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	ANTICORPI ANTI BETA2 GLICOPROTEINA (IgM)				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI ANTI BETA2GLICOPROTEINA (IgG)				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI BORRELIA BURGDOSFERI IgG (test di conferma)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI BORRELIA BURGDOSFERI IgM (test di conferma)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI BRUCELLA IgG				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Anticorpi ANTI BRUCELLA IgM				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Anticorpi ANTI BRUCELLA liquor				Tappo Giallo Sterile	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	ANTICORPI anti C. PARIETALI GASTRICHE				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI CANDIDA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi anti CATEPSINA G				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	9	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	ANTICORPI anti CERVELLETTO- ANTIGENI ONCONEURALI su VETRINO (LIQUOR)			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga(gel + attivatore coagulazione)	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti CERVELLETTO- ANTIGENI ONCONEURALI su VETRINO (SIERO)				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI CHLAMYDIA liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE siero				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI CHLAMYDIA TRACOMATIS siero				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI CISTICERCO liqor				Tappo Giallo Sterile	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria+Mod 161
LA	Anticorpi ANTI CISTICERCO siero				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria+Mod 161
LA	Anticorpi ANTI COXIELLA BURNETI siero				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Anticorpi ANTI COXIELLA liquor				Tappo Giallo Sterile	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Ralfaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	Anticorpi ANTI COXSACKIE siero IgG				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI COXSACKIE siero IgM				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	Anticorpi ANTI COXSACKIE liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI CRIPTOCOCCO liquor				Tappo Giallo Sterile	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	Anticorpi ANTI CRIPTOCOCCO siero				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ANTICORPI anti DNA nativo	nDNA, dsDNA			Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI ECHINOCOCCO				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI ECHINOCOCCO LIQUOR				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI ECHOVIRUS liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI ECHOVIRUS siero				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	ANTICORPI anti ELASTASI				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	9	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti ENA (test di screening)				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI ENDOMISIO IgA			si possono richiedere SOLO in caso di celiachia nota Indicazioni DGR X_1184/2013	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI GLIADINA IgA			Esame richiedibile solo in caso di celiachia nota Indicazioni DGR X_1184/2013	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	Anticorpi ANTI GLIADINA IgG			si possono richiedere SOLO in caso di celiachia nota Indicazioni DGR X_1184/2013	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	ANTICORPI ANTI HCV			Test di screening	Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI HCV CONFERMA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI HELICOBACTER PYLORI				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	ANTICORPI ANTI HIV			Test di screening	Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI HTLV 1/2 LIQUOR				Tappo Giallo Sterile	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI HTLV 1/2 SIERO				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI INSULINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	ANTICORPI anti JO-1				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	21	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti LATTOFERRITINA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	9	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI LEGIONELLA LIQUOR				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI LEGIONELLA SIERO				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	Anticorpi ANTI LEISHMANIA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI LEPTOSPIRE				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolta gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	ANTICORPI anti LKMI	Frazione microsomiale fegato/rene			Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti MITOCONDRIO				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti MPO (mieloperossidasi)				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	9	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti MUSCOLO LISCIO				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM			Al buio	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	ANTICORPI anti NUCLEO	ANA			Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti PARETE VASALE				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI PARVOVIRUS B19 IgG				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI PARVOVIRUS B19 IgM				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi anti Peptide Ciclico Citrullinato				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI PERTOSSE IgA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	Anticorpi ANTI PERTOSSE IgG				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi ANTI PERTOSSE IgM				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	ANTICORPI ANTI PIASTRINE (Test Diretto)				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	ANTICORPI ANTI PIASTRINE (Test Indiretto)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	ANTICORPI anti PR3				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	9	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi Anti Recettore TSH				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	ANTICORPI anti RETICOLINA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI RICKETTSIA CONORI siero				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Anticorpi ANTI RICKETTSIA TYPHI				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Anticorpi ANTI RICKETTSIE liquor				Tappo Giallo Sterile	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	ANTICORPI anti RO-52				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	21	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti RPN				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	21	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	Anticorpi anti Schistosoma				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	ANTICORPI anti Scl 70				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	21	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti Sm				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	21	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti SSA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	21	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti SSB				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	21	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi ANTI TETANO				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	4	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	ANTICORPI anti TIREOGLOBULINA siero				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI anti TIREOPEROSSIDASI siero				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Anticorpi anti Transglutaminasi IgA			Si possono richiedere SOLO in caso di celiachia nota Indicazioni DGR X_1184/2013	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi anti Transglutaminasi IgA_R Reflex			Da richiedere in caso di sospetto di celiachia. In caso di positività, le indagini proseguono automaticamente con la ricerca degli anticorpi antigliadina e/o antiendomiso. Indicazioni DGR X_1184/2013	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	Anticorpi anti Transglutaminasi IgG				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	ANTICORPI antiBPI (bactericidal/permeability-increasing protein)				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	9	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI LKM				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	ANTICORPI ONCONEURALI LIQUOR_ profilo base (Anti Yo, Anti Hu, Anti Ri, Anti Amfifisina, Anti Ma1, Anti Ma2, Anti CV2)	Ab ANTI CERVELLETTO		Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga(gel + attivatore coagulazione)	25	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI ONCONEURALI LIQUOR_ profilo esteso (Anti Yo, Anti Hu, Anti Ri, Anti Amfifisina, Anti Ma1, Anti Ma2, Anti CV2, Anti Tr, Anti Zic4)	Ab ANTI CERVELLETTO		Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga(gel + attivatore coagulazione)	25	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI ONCONEURALI SIERO_ profilo base (Anti Yo, Anti Hu, Anti Ri, Anti Amfifisina, Anti Ma1, Anti Ma2, Anti CV2)	Ab ANTI CERVELLETTO			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	25	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTICORPI ONCONEURALI SIERO_ profilo esteso (Anti Yo, Anti Hu, Anti Ri, Anti Amfifisina, Anti Ma1, Anti Ma2, Anti CV2, Anti Tr, Anti Zic4)	Ab ANTI CERVELLETTO			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	25	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTIGENE ASPERGILLUS (galattomannano)			su siero-liquor-broncolavaggio	A seconda del materiale: Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)-Tappo Giallo Sterile- provetta dedicata da richiedere in Rianimazione	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ANTIGENE AUSTRALIA			Nei pazienti pediatrici è possibile utilizzare la provetta Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (Gel + attivatore coagulazione)	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ANTITROMBINA TERZA	ATIII			Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCitrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCitrato 3,8%)	4	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	APOLIPOPROTEINA A				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	APOLIPOPROTEINA B				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	APTOGLOBINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	AZOTEMIA	Urea			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	AZOTURIA			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	b2-MICROGLOBULINA EMATICA				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	4	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	b2-MICROGLOBULINA URINARIA			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	BATTERIOSCOPICO su liquor			Prelievo in contenitori sterili	Tappo Giallo Sterile	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	BENCE JONES (IMMUNOFISSAZIONE URINE)	Ricerca catene leggere libere nelle urine	campione di raccolta di urine di 24 ore o, in alternativa, campione di urina estemporanea	Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	BENZODIAZEPINE (Clobazam, Clonazepam, Diazepam, Clordemetildiazepam, Nitrazepam, Bromazepam, Lorazepam, Flunitrazepam, Midazolam, Nordiazepam)			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	BETA CTX TELOPEPTIDE				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	beta HCG				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	4	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	BETA HCG LIQUOR			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	BETA TRACE liquor per sospetta rinoliquorrea				Tappo Giallo Sterile	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	BICARBONATI (VENOSI)			Avvisare il Lab.-Tenere chiusa la provetta fino all'analisi-Portare immediatamente in Lab. Analisi	Tappo Verde Trasparente-Anello Nero (LiEparina)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	BILIRUBINA TOTALE reflex	Comprende anche il dosaggio della Bilirubina frazionata in caso di Bilirubina totale > 1 mg/dL			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	Brain Natriuretic Peptide	BNP			Tappo Nero-Anello Nero (K3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	C.E.A.	Antigene carcinoembrionale			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	C.E.A. LIQUOR			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	C3				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	C4				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CA 125	Antigene carboidratico 125			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	CA 125 LIQUOR			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CA 15.3	Antigene carboidratico 15.3			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CA 15.3 LIQUOR			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CA 19.9	GICA, Antigene carboidratico 19.9			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CA 19.9 LIQUOR			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CALCEMIA				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CALCIO IONIZZATO				Tappo Verde Trasparente-Anello Nero (LiEparina)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CALCIO URINARIO			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CALCITONINA			In 'ghiaccio	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	CALPROTECTINA				Contenitore sterile con palettina	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	CANNABINOIDI nelle urine			Operatore sanitario presente durante la minzione. Le urine devono essere portate in Lab. immediatamente.	Provetta sterile tappo a vite	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online + consenso informato CI 27 (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	CAPACITA' FERRO LEGANTE				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CARBAMAZEPINA			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CARBAMAZEPINA 10-11 EPOSSIDO			Livello basale - deve essere correlata alla richiesta di Carbamazepina totale	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CARBAMAZEPINA QUOTA LIBERA			Livello basale - deve essere correlata alla richiesta di Carbamazepina totale	Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	CARIOTIPO STANDARD			Si accetta il prelievo solo il lunedì e il martedì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	26	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod I43)
LA	CATECOLAMINE PLASMATICHE (ADRENALINA)			In ghiaccio	Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	CATECOLAMINE PLASMATICHE (NORADRENALINA)			In ghiaccio	Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	CD 25+				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CD14- HLA DR+				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CD14+ (MONOCITI)				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CD14+ HLA DR (MONOCITI)				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CD19+ (LINFOCITI B)				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CD3 - CD56+ (NATURAL KILLER)				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CD3+ (LINFOCITI T)				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CD3+ CD25+ ("T" ATTIVATI)				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CD34+ CD133+/CD45-				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CD4+ ("HELPER")				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CD8+ ("SUPPRESSOR")				Tappo Rosa-Anello Nero Corta (K3EDTA)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CERULOPLASMINA				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	CGH Array				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA 100 mm)	50	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod 143)
LA	CHLAMYDIA TRACHOMATIS: Ricerca nelle urine mediante PCR			Primo getto	Provetta sterile tappo vite 50 mL	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	CICLOSPORINA				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	CITOFLUORIMETRIA LIQUORALE			Il campione deve arrivare entro 4 ore dal prelievo. Indicare la diagnosi presunta	Tappo Giallo Sterile	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CITOMEGALOVIRUS - Antigene p65 su sangue				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	CITOMEGALOVIRUS - Antigene p72 su urine				Provetta sterile tappo a vite	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	CITOMETRIA LIQUORALE			Il campione deve arrivare entro 4 ore dal prelievo. Indicare la diagnosi presunta	Tappo Giallo Sterile	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CK-MB				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	CLORO URINARIO	CI U		Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CLORUREMIA	Cl			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CLORURI LIQUOR				Tappo Giallo Sterile	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA nelle feci RICERCA DIRETTA (E.I.A.)			Inviare in giornata	Contentore sterile con palettina	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	COCAINA E METABOLITI nelle urine			Operatore sanitario presente durante la minzione. Le urine devono essere portate in Lab. Analisi Immediatamente	Provetta sterile tappo a vite	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online + consenso informato CI 27 (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	COLESTEROLO			Ultimo pasto almeno 12 ore prima	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	COLESTEROLO HDL	HDL		Ultimo pasto almeno 12 ore prima	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	COLESTEROLO LDL calcolato			Richiedere dosaggio di Colesterolo Totale, HDL e Trigliceridi	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CONTA DI ADDIS			Campione da raccolta URINE TEMPORIZZATO (indicare il tempo in ore)	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	COPROCOLTURA				Tampone Verde da richiedere in Lab. Analisi	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	CORTISOLO PLASMATICO			Si raccomanda assoluto riposo prima del prelievo	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	4	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CORTISOLO URINARIO			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CREATINOFOSFOCHINASI	CK, CPK			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CREATININA CLEARANCE			Siero + raccolta urine delle 24 ore, indicare la diuresi e peso e altezza del paziente.	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (gel + attivatore coagulazione) + Urine 24 ore	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CREATININA SIERO				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CREATININA URINARIA			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CRIOGLOBULINE			A 37° C	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	CROMOGRANINA A				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	12	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	CUPREMIA				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	4	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	CUPRURIA				Bidone Urine 24 ore	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO A TRE PUNTI CARICO ADULTI: 75 G GLUCOSIO			Controllare la glicemia basale del paziente (<125 mg/dL) prima di somministrare il glucosio. Conservare a 2-8°C	Tappo Grigio-Anello Bianco (NaFK3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	D-DIMERO				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCitrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCitrato 3,8%)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	DEIDROEPIANDROSTERONE	DHEA			Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO	DHEA_S			Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	DESOSSIPIRIDINOLINA				Bidone Urine 24 ore	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	DIGOSSINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	DIIDROTESTOSTERONE	DHT			Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	20	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	ELETTROFORESI EMOGLOBINA				2 provette Tappo Rosa-Anello Nero (K3EDTA)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ELETTROFORESI LIPOPROTEINE				Tappo Rosa-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ELETTROFORESI SIEROPROTEINE				Tappo Bianco-Anello Giallo (gel+attivatore coagulazione)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	EMOCOLTURA BRACCIO DX AEROBI				Flacone per Emocoltura verde	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	EMOCOLTURA BRACCIO DX ANAEROBI				Flacone per Emocoltura arancione	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	EMOCOLTURA BRACCIO SX AEROBI				Flacone per Emocoltura verde	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	EMOCOLTURA PEDIATRICA AEROBI				Flacone per Emocoltura giallo	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	EMOCROMOCITOMETRICO CON FORMULA E PIASTRINE				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	EMOGASANALISI ARTERIOSO			Prelievo arterioso - Preavvisare il Laboratorio-Eliminare bolle d'aria dalla siringa - Tappare l'ago e agitare bene per inversione-Portare immediatamente in Lab. Analisi	Siringa eparinata	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	EMOGASANALISI CAPILLARE			Prelievo capillare - Preavvisare il Laboratorio - Tappare le estremità del capillare - Agitare bene con magnetino-Portare immediatamente in Lab. Analisi	Capillare eparinato	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	EMOGLOBINA GLICATA	HbA1c			Tappo Rosa-Anello Nero (K3EDTA)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	ENOLASI NEURONE SPECIFICO siero	NSE		Richiedere la provetta in Laboratorio Analisi	Tappo rosso Policlinico (provetta senza gel)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ERITROPOIETINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ESAFLUOROISOPROPANOLO				Contenitore dedicato da richiedere in Lab. Analisi	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	ESAME CITOLOGICO su liquor			Il campione deve arrivare entro 4 ore dal prelievo. Indicare la diagnosi presunta	Tappo Giallo Sterile	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	ESAME CITOLOGICO su urine			Campione urine in etanolo. Richiedere preventivamente i contenitori in Lab. Analisi	Contenitore dedicato da richiedere in Lab. Analisi	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia_service c/o Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ESAME COLTURALE da tampone ascellare				Tampone Fucsia da richiedere in Lab. Analisi	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE da tampone auricolare				Tampone Fucsia da richiedere in Lab. Analisi	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE da tampone faringeo				Tampone Fucsia da richiedere in Lab. Analisi	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE da tampone nasale				Tampone Fucsia da richiedere in Lab. Analisi	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE da tampone oculare				Tampone Fucsia da richiedere in Lab. Analisi	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE da tampone rettale				Tampone Verde da richiedere in Lab. Analisi	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE da tampone uretrale				Tampone Arancio da richiedere in Lab. Analisi	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE da tampone vaginale				Tampone Fucsia da richiedere in Lab. Analisi	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE punta di catetere venoso centrale			Aggiungere 5 ml di soluzione fisiologica	Provetta sterile tappo a vite	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	ESAME COLTURALE punta di catetere ventricolo-peritoneale			Aggiungere 5 ml di soluzione fisiologica	Provetta sterile tappo a vite	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE su broncoaspirato				Provetta dedicata da richiedere in Rianimazione	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE su espettorato				Provetta sterile tappo a vite	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE su liquido sottogaleale				Provetta sterile tappo a vite	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE su liquor				Provetta sterile tappo a vite	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE su materiale ascessuale				Provetta sterile tappo a vite	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE su materiale da ferita				Tampne Fucsia da richiedere in Lab. Analisi	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE su materiale protesico				Provetta sterile tappo a vite	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE su materiale purulento				Provetta sterile tappo a vite	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME COLTURALE su urine			Mitto intermedio dopo accurato lavaggio genitali	Provetta dedicata tappo giallo	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	ESAME URINE chimico fisico con sedimento			Campione del mattino (istruzioni per il paziente IOLA 42a)	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	ESTRIOLO (E3)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	ESTRONE (E1)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	ETOSUCCIMIDE			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	EVEROLIMUS				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	FATTORE DI VON WILLEBRANDT	Vwf			Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FATTORE II				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FATTORE IX				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FATTORE REUMATOIDE	FR, Reuma test, Ra test			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FATTORE V				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FATTORE VII				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FATTORE VIII				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FATTORE X				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FATTORE XI				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FATTORE XII				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica:Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	FECI SANGUE OCCULTO			Analizzare tre campioni di giorni diversi (istruzioni per il paziente IOLA 41a) Chiedere in Lab. Analisi gli appositi flaconi.	Provette dedicate da richiedere in Lab. Analisi	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FECI: Helicobacter Pylori Colturale				Contenitore sterile con palettina	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	FECI: Helicobacter Pylori Ricerca diretta Ag				Contenitore sterile con palettina	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	FECI: Parassiti e loro uova			3 flaconi, raccolti a giorni alterni	Flaconi tappo verde dedicati con conservanti, da richiedere in Lab. Analisi	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online + relazione medica (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	FECI: Ricerca Giardia e Cryptosporidium			3 flaconi, raccolti a giorni alterni	Flaconi tappo verde dedicati con conservante da richiedere in Lab. Analisi	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online + relazione medica (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	FECI: Ricerca Rotavirus				Contenitore sterile con palettina	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	FELBAMATO			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FENITOINA			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FENITOINA QUOTA LIBERA			Livello basale - deve essere correlata alla richiesta di Fenitoina totale	Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FENOBARBITAL			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FENOTIPO RH e Sistema Kell			La provetta deve essere firmata dall'infermiere che esegue il prelievo	Tappo Lilla Trasparente-Anello Rosso (K3EDTA)	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FERRITINA				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FIBRINOGENO				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCitrato 3,8%) Provetta pediatrica: Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCitrato 3,8%)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	FOLATI (SIERO)	Acido Folico			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FOSFATASI ALCALINA	ALP			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FOSFATI URINARI			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FOSFOREMIA	Fosforo nel sangue, P			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FRUTTOSAMMINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	FTA-ABS LIQUOR			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	FTA-ABS SIERO				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI	GGT, Gamma GT, gGT			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	GENTAMICINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	GLICEMIA			Paziente a digiuno	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	GLICEMIE ORARIE			Specificare sulla richiesta e sulle provette gli orari dei prelievi. Conservare a 2-8°C	Tappo Grigio-Anello Bianco (NaFK3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	GLICOSURIA			Raccolta temporizzata. Specificare sulla richiesta e sui contenitori l'intervallo orario di raccolta. Conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	GLUCOSIO LIQUOR				Tappo Giallo Sterile	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	GLUCOSIO-6P-DEIDROGENASI	'G6PDH			Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	GRUPPO ABO E RH(D)	Gruppo Sanguigno		La provetta deve essere firmata dall'infermiere che esegue il prelievo	Tappo Lilla Trasparente-Anello Rosso (K3EDTA)	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	HAV ANTICORPI	Marker Epatite A			Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	HAV ANTICORPI IgM	Marker Epatite A			Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	HBV ANTICORPI HBcAb	Marker Epatite B			Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	HBV ANTICORPI HBcAb IgM	Marker Epatite B			Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	HBV ANTICORPI HBsAb	Marker Epatite B			Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	HBV ANTICORPI HBsAB	Marker Epatite B			Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	HBV ANTIGENE HBeAg	Marker Epatite B			Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	HBV ANTIGENE HBsAg	Marker Epatite B			Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	HBV DNA				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	HCV IMMUNOBLOTTING (RIBA-TEST CONFERMA)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	HCV RNA quantitativo				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	HIV IMMUNOBLOTTING (TEST CONFERMA)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	HIV RNA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA liquor			Congelare	Tappo Giallo Sterile	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	HIV RNA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA plasma				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	HLA (focus da specificare sul modulo)				2 provetteTappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia_service c/o Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online + consenso informato (se il modulo online non è disponibile usare Mod 43)
LA	IDENTIFICAZIONE ANTICORPI IRR. ANTI EMAZIE			2 provette, firmate in modo leggibile dal prelevatore	Tappo Lilla Trasparente-Anello Rosso (K3EDTA)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia_service c/o Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 43)
LA	IEF (SIERO-LIQUOR)	Isoelettrofocalizzazione, Isoelectric focusing		Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	4	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IEF TRANSFERRINA	Isoelettrofocalizzazione della transferrina		Richiedere anche il dosaggio della Transferrina Totale	Tappo Bianco-Anello Giallo (gel+attivatore coagulazione)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgA LIQUORALI			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgA SIERO				Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgE TOTALI				Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	4	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG LIQUORALI			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG LIQUORALI anti BORRELIA			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG LIQUORALI anti CMV			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG LIQUORALI anti EBV			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG LIQUORALI anti HERPES ZOOSTER			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG LIQUORALI anti HIV			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	IgG LIQUORALI anti HSV 1-2			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG LIQUORALI anti MORBILLO			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG LIQUORALI anti ROSOLIA			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG LIQUORALI anti TOXOPLASMA			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG LIQUORALI anti TREPONEMA			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG SIERICHE				Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG SIERO anti BORRELIA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG SIERO anti CARDIOLIPINA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG SIERO anti CMV				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG SIERO anti EBV (VCA)				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG SIERO anti HERPES ZOOOSTER				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG SIERO anti HSV 1-2				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG SIERO anti ROSOLIA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG SIERO anti TOXOPLASMA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG SIERO anti VIRUS MORBILLO				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgG TOTALI anti TREPONEMA ELISA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	IgM ANTI CARDIOLIPINA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM LIQUORALI			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM LIQUORALI anti CMV			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM LIQUORALI anti EBV			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM LIQUORALI anti HSV 1-2			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM LIQUORALI anti MORBILLO			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM LIQUORALI anti ROSOLIA			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM LIQUORALI anti TOXOPLASMA			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM LIQUORALI anti BORRELIA			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM LIQUORALI anti HERPES ZOOSTER			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM LIQUORALI anti TREPONEMA			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM SIERO				Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM SIERO anti BORRELIA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM SIERO anti CMV				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM SIERO anti EBV (VCA)				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM SIERO anti HERPES ZOOSTER				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	IgM SIERO anti HSV 1-2				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM SIERO anti ROSOLIA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM SIERO anti TREPONEMA PALL.				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM SIERO anti VIRUS MORBILLIO				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IgM SIERO TOXOPLASMA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI			In ghiaccio	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	IMMUNOFISSAZIONE SIERO				Tappo Arancione-Anello Nero (attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	INDICE DI REIBER IgA			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	INDICE DI REIBER IgG			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	INDICE DI REIBER IgM			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	INDICE LIQUORALE IgG (LINK)	Indice di Link		Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	INSULINEMIA			In ghiaccio	Tappo Verde -Anello Nero GHIACCIO (LiEparina)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	INTERLEUKINA 6 (IL6) liquor			In ghiaccio	Tappo Giallo Sterile	12	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	INTERLEUKINA 6 (IL6) siero			In ghiaccio	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	12	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA (frazione Epatica + Ossea)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ISOFLUORANO				Contenitore dedicato da richiedere in Lab. Analisi	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	LACOSAMIDE			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	LAMOTRIGINA			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	LATTICODEIDROGENASI	LDH			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	LATTICODEIDROGENASI (LIQUOR)				Tappo Giallo Sterile	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	LEGIONELLA: Ricerca Antigene Urinario				Provetta sterile tappo vite 50 mL	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	LEVETIRACETAM			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	LINEZOLID				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Sacco_Lab. Farmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	LIPASI				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	LIPOPROTEINA (a)				Tappo Nero-Anello Nero (K3EDTA)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	LITEMIA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	LUPUS ANTICOAGULANT	LAC		Fare sempre due provette	Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica: Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	LUTEOTROPINA	LH			Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	M.Tuberculosis Complex su ESPETTORATO amplificazione genica	BK			Provetta sterile tappo a vite	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	M.Tuberculosis complex su LIQUOR amplificazione genica	BK			Tappo Giallo Sterile	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	MAGNESEMIA	Mg			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	MAGNESIO URINARIO	MgU		Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	METHOTREXATE DOSAGGIO			Avvolgere provetta in stagnola	Provette dedicate da richiedere alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia_service c/o Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 43)
LA	Micobatteri su BIOPSIA es. colturale	BK			Provetta sterile tappo a vite	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Micobatteri su BIOPSIA es. microscopico	BK			Provetta sterile tappo a vite	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Micobatteri su Emocoltura	BK			Flacone specifico da richiedere in Lab. Analisi	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Micobatteri su ESPETTORATO es. colturale	BK			Provetta sterile tappo a vite	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	Micobatteri su ESPETTORATO es. microscopico	BK			Provetta sterile tappo a vite	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Micobatteri su FECCI es. colturale	BK			Contenitore sterile con palettina	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Micobatteri su FECCI es. microscopico	BK			Contenitore sterile con palettina	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Micobatteri su LIQUOR es. colturale	BK			Tappo Giallo Sterile	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Micobatteri su LIQUOR es. microscopico	BK			Tappo Giallo Sterile	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Micobatteri su URINE es. colturale	BK			Provetta sterile tappo vite 50 mL	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Micobatteri su URINE es. microscopico	BK			Provetta sterile tappo vite 50 mL	60 gg se negativo. Una eventuale positività viene segnalata dal Laboratorio ed è possibile procedere all'identificazione del microorganismo responsabile e valutare la sua antibiotico sensibilità.	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo Niguarda+Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	Microdelezione 1p36 (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	16	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod 143)
LA	Microdelezione 22q13.3 (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	16	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod 143)
LA	Microdelezione Di George/CATCH22 (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	16	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod 143)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	Microdelezione Miller-Dieker (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	16	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod I43)
LA	Microdelezione NFI (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	16	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod I43)
LA	Microdelezione Smith-Magenis (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	16	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod I43)
LA	Microdelezione SNRPN (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	16	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod I43)
LA	Microdelezione UBE3A (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	16	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod I43)
LA	Microdelezione Williams-Beuren (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	16	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod I43)
LA	Microdelezione Wolf-Hirschhorn (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	16	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod I43)
LA	MIOGLOBINEMIA				Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	MIOGLOBINURIA			Campione estemporaneo di urine	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	MOFETIL MICOFENOLATO				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	MONOTEST				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	MUTAZIONE FATTORE II				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA 100 mm)	40	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Consenso informato (Mod I43)
LA	MUTAZIONE FATTORE V (Leiden)				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA 100 mm)	40	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Consenso informato (Mod I43)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	MYCOPLASMA PNEUMONIAE: ricerca Acidi nucleici			Al buio	Provetta sterile tappo a vite	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	N-DESMETILMETOSUCCIMIDE			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	OMOCISTEINA PLASMATICA			Conservare in acqua e ghiaccio, separare il plasma dalle emazie entro 30 min dal prelievo	Tappo Nero-Anello Nero (K3EDTA)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	OPPIACEI nelle urine			Operatore sanitario presente durante la minzione. Le urine devono essere portate in Lab. immediatamente.	Provetta sterile tappo a vite	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online + consenso informato CI 27 (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	Ormone Adrenocorticotropo	ACTH		In ghiaccio	Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE	FSH			Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ORMONE SOMATOTROPO	GH			Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	OSMOLALITA' (calcolata)			E' un calcolo che si basa sui valori di azotemia, glicemia e potassiemia	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	OSMOLALITA' URINARIA (Misurata)			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	OSSALATI URINARI				Bidone Urine 24 ore con 10 mL di HCl 6N	6	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	OSTEOCALCINA			In ghiaccio	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	OXCARBAZEPINA			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna
LA	PARATORMONE	PTH			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto- besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	PCR ADENOVIRUS liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR ADENOVIRUS plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR ASPERGILLUS su liquor				Tappo Giallo Sterile	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	PCR BORRELIA BURGDOFERI su liquor				Tappo Giallo Sterile	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	PCR CHLAMYDIA PNEUMONIAE				Provetta sterile dedicata	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 219)
LA	PCR CHLAMYDIA TRACHOMATIS				Provetta sterile tappo a vite	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR CMV liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR CMV plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR EBV liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR EBV plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR ENTEROVIRUS su liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	PCR ENTEROVIRUS su plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR HHV8 LIQUOR				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR HHV8 plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR HSV1 liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR HSV1 plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR HSV2 liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR HSV2 plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR HSV6 liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR HSV6 plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR JCV liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR JCV plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	PCR LEGIONELLA PNEUMOPHILA				Provetta sterile tappo a vite	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR TOXOPLASMA GONDII su liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR TOXOPLASMA GONDII su plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR VARICELLA ZOOSTER HZV su liquor				Tappo Giallo Sterile	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PCR VARICELLA ZOOSTER HZV su plasma				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	PEPTIDE C				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	PERAMPANEL	PERAMP		Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PIOMBEMIA				Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	PIOMBURIA			Al buio	Bidone urine 24 ore	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	PNEUMOCOCCO: ricerca antigene nelle urine				Provetta sterile tappo a vite	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	PNEUMOCYSTIS JIROVECI: Ricerca nel broncolavaggio				Provetta dedicata da chiedere in Rianimazione	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I 22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	POLIMORFISMO MTHFR A1298C				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA 100 mm)	40	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Consenso informato (Mod 143)
LA	POLIMORFISMO MTHFR C-T677				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA 100 mm)	40	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Consenso informato (Mod 143)
LA	PORFIRINE			Al buio	Bidone Urine 24 ore	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	PORFIRINE: Ricerca qualitativa e quantitativa			Al buio	Bidone Urine 24 ore	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	PORFIBILINOGENO			Al buio	Bidone urine 24 ore	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	POTASSIEMIA	K, Kaliemia			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	POTASSIO URINARIO	K U		Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PRIMIDONE			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PROCALCITONINA				Tappo Rosso-Anello Giallo Corta (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PROGESTERONE				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	PROLATTINA				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PROT. C (coagulazione)				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCitrato 3,8%) Provetta pediatrica: Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCitrato 3,8%)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PROT. S (coagulazione)				Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCitrato 3,8%) Provetta pediatrica: Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCitrato 3,8%)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PROTEINA C REATTIVA	PCR			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	PROTEINE TOTALI				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PROTEINE TOTALI LIQUORALI				Tappo Giallo Sterile	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PROTEINURIA			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PSA-LIBERO				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	PSEUDOCOLINESTERASI				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	QUANTIFERON ANTIGENI TB SPECIFICI			Il prelievo deve essere effettuato entro 2 ore dall'invio in Laboratorio Analisi e deve arrivare entro le ore 10	4 Provette dedicate da richiedere in Lab. Analisi	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	QUANTIFERON MITOGENO			Il prelievo deve essere effettuato entro 2 ore dall'invio in Laboratorio Analisi e deve arrivare entro le ore 10	4 Provette dedicate da richiedere in Lab. Analisi	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	RAC (Rapporto Albuminuria/Creatinuria)			Serve per una corretta stima della proteinuria soprattutto se il campione di urine è di tipo estemporaneo	Calcolo	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	RENINA IN CLINOSTATISMO				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	RENINA IN ORTOSTATISMO				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA	RAPCA			Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCitrato 3,8%) Provetta pediatrica: Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCitrato 3,8%)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	RESISTENZE GLOBULARI				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	RETICOCITI				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	RIARRANGIAMENTI SUBTELOMERICI (FISH)			Si accetta il prelievo lunedì, martedì e venerdì	Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	26	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod I43)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	RICERCA Acinetobacter Baumannii				Tampone Verde/Fucsia da richiedere in Lab. Analisi	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	RICERCA ALLOANTICORPI EMAZIE			La provetta deve essere firmata dall'infermiere che esegue il prelievo	Tappo Lilla Trasparente-Anello Rosso (K3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	RICERCA Enterobatteri ESBL				Tampone Verde da richiedere in Lab. Analisi	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	RICERCA Enterococco Vancomicina Resistente				Tampone Verde da richiedere in Lab. Analisi	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	RICERCA Klebsiella KPC				Tampone Verde da richiedere in Lab. Analisi	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	RUFINAMIDE			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	SCHISTOSOMA HAEMATOBILIUM				Provetta Urine_Tappo Giallo fondo tondo	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	SCOTCH TEST	Ricerca Ossiuri		Istruzioni per il paziente IOLA 41 c	Scotch su vetrino	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	SIDEREMIA	Ferro totale nel sangue, Fe			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	SIDERURIA			Al buio	Bidone urine 24 ore	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	SODIEMIA	Na			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	SODIO URINARIO	Na U		Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	SOMATOMEDINA C (o IGF-1)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	SOTTOCLASSI IgG				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 217)
LA	SPEKTROFOTOMETRIA SU LIQUOR			Da richiedere in caso di sospetta emorragia subaracnoidea o in presenza di sospetta siderosi superficiale	Tappo Giallo Sterile	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	SULFATIDI URINARI			Inviare tutta la raccolta delle 24 ore	Bidone Urine 24 ore	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 215)
LA	TEMPO DI PROTROMBINA	PT		Segnalare eventuale terapia antiaggregante	Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica: Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATT.	aPTT		Segnalare eventuale terapia antiaggregante	Provetta Adulti: Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%) Provetta pediatrica: Tappo Azzurro-Anello Bianco (NaCittrato 3,8%)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TEOFILLINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	TEST DI AGGR. PIASTRINICA di BORN (Coll/ADP)			Segnalare eventuale terapia antiaggregante	Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%), togliere l'anello nero dal tappo	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TEST DI AGGR. PIASTRINICA di BORN (Coll/Epi)			Segnalare eventuale terapia antiaggregante	Tappo Azzurro-Anello Nero (NaCittrato 3,8%), togliere l'anello nero dal tappo	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TEST DI COOMBS DIRETTO			La provetta deve essere firmata dall'infermiere che esegue il prelievo	Tappo Lilla Trasparente-Anello Rosso (K3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TEST DI COOMBS INDIRETTO			La provetta deve essere firmata dall'infermiere che esegue il prelievo	Tappo Lilla Trasparente-Anello Rosso (K3EDTA)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TEST DI GRAVIDANZA			Campione estemporaneo di urine	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TEST DI METILAZIONE Angelman/Prader-Willi				Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA 100 mm)	60	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo citogenetica con descrizione accurata delle indicazioni cliniche+ consenso informato (Mod 143)
LA	TESTOSTERONE (libero)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	TESTOSTERONE (totale)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	TIREOGLOBULINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	4	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	TIREOTROPINA	TSH		Da richiedere per controllo di funzionalità tiroidea nel caso di pazienti con accertata patologia tiroidea	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TIREOTROPINA REFLEX	TSH-R		Da richiedere per controllo di funzionalità tiroidea. nel caso di TSH-R non compreso nei limiti stabiliti, il laboratorio procede automaticamente all'esecuzione fi FT4 ed eventualmente FT3	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	3	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TIROXINA LIBERA	FT4		Da richiedere per controllo di funzionalità tiroidea nel caso di pazienti con accertata patologia tiroidea	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TITOLO ANTISTAFILOLISINICO	TAF			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TITOLO ANTISTREPTOLISINICO	TAS			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TOPIRAMATO			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TPHA				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TPHA LIQUOR			Associare sempre campioni di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TRANSAMINASI OSSALACETICA	AST, GOT, Aspartato aminotransferasi			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TRANSAMINASI PIRUVICA	ALT, GPT, Alanina aminotransferasi			Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TRANSFERRINA				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TRANSFERRINA DECARBOIDRATA	CDT			Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 219)

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	TRICHOMONAS VAGINALIS				Tampone Fucsia da richiedere in Lab. Analisi	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	TRIGLICERIDEMIA			Ultimo pasto almeno 12 ore prima	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TRIODIOTIRONINA LIBERA	FT3		Da richiedere per controllo di funzionalità tiroidea nel caso di pazienti con accertata patologia tiroidea	Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TRINAT			Fare 2 provette	Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	TROPONINA I HS				Tappo Verde Trasparente-Anello Nero (LiEparina)	1	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TUBERCOLINA 1/1000 = 10 U.I.	Intradermoreazione di Mantoux		Intradermoreazione 10 UI di Tubercolina Prendere accordi con il Lab. Analisi Lettura dopo 72 dall'inoculazione. Non lavare e/o sfregare la cute tra l'inoculazione e la lettura	Si esegue su paziente	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	TUMOR NECROSIS FACTOR	TNF		In ghiaccio	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	12	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale San Raffaele	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 25)
LA	URICEMIA				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	URICURIA			Campione da raccolta 24 ore, segnare la diuresi (istruzioni per il paziente IOLA 42a), conservare a 2-8°C	Provetta urine-Tappo Giallo fondo tondo	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	VANCOMICINA				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	VDRL				Tappo Blu-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	VDRL LIQUORALE			Associare sempre campione di siero	Tappo Giallo Sterile + Tappo Rosso-Anello Giallo (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE	VES			Tappo Nero (NaCitrato 3,8%)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel 122 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna

LAB	ESAME	SINONIMI/ ALIAS	PATOLOGIA/E	TIPOLOGIA ESAME/ NOTE	PROVETTA	TEMPO MAX REFERTAZIONE	UO DI RIFERIMENTO	TELEFONO	EMAIL	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
LA	VIRUS GASTROENTERICI SU FECI				Contentitore sterile con palettina	30	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 218)
LA	VITAMINA A			Al buio	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	15	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 214)
LA	VITAMINA B1	Tiamina		Al buio	Tappo Lilla-Anello Nero (K3EDTA)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	VITAMINA B12				Tappo Rosso-Anello Giallo Lunga (Gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	VITAMINA B6	PLP		Al buio	Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	10	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Niguarda	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	VITAMINA D				Tappo Blu-Anello giallo (Gel + attivatore coagulazione)	8	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna
LA	VORICONAZOLO				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	2	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o Ospedale Sacco_Lab. Farmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online+bolla gialla autorizzata dalla Direzione Sanitaria (se il modulo online non è disponibile usare Mod 45)
LA	WEIL FELIX (Anti RICKETTSIE)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	WIDAL WRIGHT (Anticorpi Salmonelle e Brucelle)				Tappo Oro-Anello Oro (gel + attivatore coagulazione)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ZINCHEMIA				Tappo Blu-Anello Nero (NaEparina)	7	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologi_service c/o IRCCS Fondazione Policlinico	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	Modulo di richiesta online (se il modulo online non è disponibile usare Mod 216)
LA	ZONISAMIDE			Indicare posologia completa e terapie concomitanti (antibiotici, antitumorali, etc)	Tappo Rosa-Anello Nero Lunga (K3EDTA)	5	SSD Servizio di Medicina di Laboratorio Smel I22 / SSD Biochimica Specialistica Neurologica e Neurofarmacologia	02 23942246	laboratorio_analisi@istituto-besta.it	nessuna